

	% Agua	DK/t	Fabricación	C.B.	Díametro	Espesor Central	Poderes		Tinte	Uso	Reemplazo	Caja	
Optima 38	38.6%	14	Proceso	8.7	14.0	0.06	-0.25 a -12.00 D		Azúl calro	Diario	Anual	1	
Polymacon			Reverso III				Pasos de 0.50 D después de -9.00 D						
Soflens 59	59%	16	Moldeado	8.6	14.2	0.14	-0.50 a -9.00 D		Azúl calro	Diario	Mensual	6	
Hilafilcón B							+0.50 a +6.00 D Pasos de 0.50 D después de - 6.00 D						
Purevision 2	36%	130	Moldeado	8.6	14.0	0.07	+6.00 a -12.00 D	Adicones:	Azúl calro	Diario	Mensual	6	
Balafilcon A							Pasos de 0.50 D después de -6.00 D	Low Med Hi					
	% Agua	DK/t	Fabricación	C.B.	Díametro	Espesor Central	Poderes	Cil	Eje	Tinte	Uso	Reemplazo	Caja
Soflens Toric	66%	16.4	Moldeado	8.5	14.5	0.195	+6.00 a -9.00 D	-0.75, -1.25	10°, 20°, 90°	Azúl Calro	Diario	Mensual	6
Alphafilcon A			Form Cast				Pasos de 0.50 D después de -6.00 D	-1.75, -2.25 y -2.75*	160°, 170°, 180°				
								* solo esferas negativas					
Purecision Toric	36%	101	Moldeado	8.7	14.0	0.10	+6.00 a -9.00 D	-0.75, -1.25	10°, 20° 80°, 90°	Azúl Calro	Diario	Mensual	6
Belafilcon A							Pasos de 0.50 D después de -6.00 D	-1.75, -2.25	100°, 160°, 170° 180°				
	% Agua	DK/t	Fabricación	C.B.	Díametro	Espesor Central	Poderes		Colores	Uso	Reemplazo	Caja	
Natural Look	38.6%	17.0	Proceso	8.7	14.0	0.06	De 0.00 a -6.00		Verde, gris, verde claro,	Diario	Anual	1	
Polymacon			Reverso III				Pasos de 0.50 D después de 5.00D		hazzel y azul				
StarColors II	38.6%	28.0	Proceso	8.7	14.0	0.035	solo planos		Gris topaz, amazón turquesa,	Diario	Mensual	2	
Polymacon			Reverso III						azúl, verde y verde claro				