

Familia de lentes de contacto respirables

	% Agua	Filtro UV	DK/t	Fabricación	C.B.	Díametro	Espesor Central	Poderes	Colores	Uso	Reemplazo	Caja		
Freshlook	55%	Si	20.1	Moldeado	8.6	14.5	0.08	-0.00 a -8.00 D	Gris, verde azul, miel					
Colorblends								+0.25 a +6.00 D	puer hazel, turquesa,					
2Pk								Pasos de 0.50 D	azul zafiro, amatista,					
Phemfilcon A								después de +/- 6.00 D	café					
Freshlook	55%	Si	20.1	Moldeado	8.6	14.5	0.08	solo planos	Gris, verde azul, violeta	Diario	Mensual	2		
Colors 2Pk									hazel, azul zafiro					
Phemfilcon A														
Freshlook		Si		Moldeado	8.6	14.5	0.08	solo planos	Gris, verde azul,	Diario	Diario	10		
One day 10Pk									puer hazel,					
					C.B.	Díametro	Espesor Central	Poderes	Tinte	Uso	Reemplazo	Caja		
Dailies Aqua	69%		26	Moldeado	8.6	13.8	0.1	-0.50 a -10.00 D	Azul	Diario	Diario	30		
Confort plus								+0.50 a +6.00 D						
caja de 30 lentes								Pasos de 0.50 D						
Nelficon A								después de +/- 6.00 D						
Air Optix Aqua	24%		175	Moldeado	8.6	13.8	0.08	-0.25 a -10.00 D	Azul	Dirario	Mensual	6		
N&D								+0.25 a +6.00 D		continuo				
Lotraficon A								Pasos de 0.50 D						
								después de +/- 6.00 D						
Air Optix Aqua	33%		138	Moldeado	8.6	14.5	0.08	+6.00 a -10.00 D	Adicones:	Azul	Diario	Mensual	6	
Multifocal								Pasos de 0.50 D	Low					
Lotraficon B								después de -6.00 D	Med					
									Hi					
O2Optix	33%		138	Moldeado	8.6	14.2	0.08	-0.25 a -8.00 D		Azul	Diario	Mensual	6	
Lotraficon B								+0.25 a +6.00 D						
								Pasos de 0.50 D						
								después de -8.00 D						
Air Optix Aqua	33%		138	Moldeado	8.6	14.2	0.08	-0.25 a -10.00 D		Azul	Diario	Mensual	6	
Lotraficon B								+0.25 a +6.00 D						
								Pasos de 0.50 D						
								después de -8.00 D						
	% Agua	Filtro UV	DK/t	Fabricación	C.B.	Díametro	Espesor Central	Poderes	Cil	Eje	Tinte	Uso	Reemplazo	Caja
Air Optix Aqua	33%		138		8.7	14.5	0-102	-0.00 a -6.00 D	-0.75, -1.25	10°, 20°, 30° 70°	Azul	Diario	Mensual	6
for asitigmatism								Pasos de 0.25 D	-1.75 y -2.25	80° 90°, 100, 110°				
Lotraficon B										160°, 170° y 180°				
								-6.50 a -9.00 D	-1.25 y -1.75	10°, 20°, 30° 70°				
								Pasos de 0.50 D		80° 90°, 100, 110°				
										160°, 170° y 180°				
								-0.25 a +6.00 D	-0.75, -1.25	10°, 20°, 70°				
								Pasos de 0.25 D	y -1.75	80° 90°, 100, 110°				
										160°, 170° y 180°				