



Progresivos:

Dado que la mayor variedad de productos y desarrollo, está en los lentes progresivos, en Vertex encontrará una opción para sus pacientes

Marca	Diseño	Disponibilidad	Tono
Zartex	TVA	Index 1.56	W
		Index 1.56 AR 7.5	W
		Index 1.56 Photocromatico	Gris
		Index 1.56 Photocromatico con AR 7.5	Gris

Descripción:

Diseño 100% esférico en la visión lejana sobre la línea de los 180°

Tecnología FREE FROM en las zonas intermedia y cercana lo que nos permite reducir las zonas de aberración de un 30% a un 35%

Corredor amplio de 16mm. Altura de ajuste desde 13 a 25 mm. Protección solar de UV400

El AR 7.5 está aplicado en la cara anterior de la lente brindando una gran oportunidad de comodidad y ventaja en tiempo de entrega de 1 día

Carl Zeiss

GT2 y	CR39	W
GT2 Short	CR39 Photofusion	Gris
	CR39 Polarizado	Gris
	Policarbonato	W
	Policarbonato Photofusion	Gris
	Hi Index 1.67	W
	Hi Index 1.67 Photofusion	Gris

Descripción:

Las nuevas lentes progresivas GT2 utilizan tecnología ZEISS precisión para entregar la visión satisfactoria y natural para todo lo que haces.

Compact Ultra	CR39	W
	CR39 Photofusion	Gris



Policarbonato	W
Policarbonato Photofusion	Gris
Policarbonato Transitions VI	Gris
Hi Index 1.67	W
Hi Index 1.67 Photofusion	Gris

Descripción:

La mejor opción para armazones pequeños

SolaOne	CR39	W
	CR39 Photofusion	Gris
	Policarbonato	W
	Policarbonato Photofusion	Gris
	Policarbonato Transitions VI	Gris

Descripción:

El primer lente progresivo diseñado para la vida real

SolaMax	CR39	W
	CR39 Photofusion	Gris
	CR39 Transitions Signature VII	Gris
	Policarbonato	W
	Policarbonato Photofusion	Gris
	Policarbonato Transitions VI	Gris
	Policarbonato Transitions Signature VII	Gris

Descripción:

Lente progresivo con la zona cercana mas amplia,.

AOcompact	CR39	W
-----------	------	---



	CR39 Photofusion	Gris
	Policarbonato	W

Descripción:
Primer lente progresivo compacto del mundo.

AOeasy	CR39	W
	CR39 Photofusion	Gris
	CR39 Transitions Signature VII	Gris
	Policarbonato	W
	Policarbonato Photofusion	Gris
	Policarbonato Transitions VI	Gris
	Policarbonato Transitions Signature VII	Gris

Descripción:
Lente progresiva para una vida fácil, fácil adaptación, fácil uso.

Essilor

Varilux Physio y	Orma	W
Varilux Physio Short	Orma Transitions VI	Gris
	Orma Transitions Signature VII	Gris
	Airwear	W
	Airwear Transitions VI	Gris
	Airwear Transitions Signature VII	Gris
	Airwear Polarizado	Gris
	Thin & Lite	W

Descripción:
Descubra los beneficios de la visión en Alta Resolución
Visión en alta resolución ahora también para armazones pequeños



Varilux Comfort y	Orma	W
Varilux Comfort Short	Orma Transitions VI	Gris
	Orma Transitions Signature VII	Gris
	Airwear	W
	Airwear Transitions VI	Gris
	Airwear Transitions Signature VII	Gris

Descripción:

Mayores beneficios para el usuario

Ovation	Orma	W
	Orma Transitions VI	Gris
	Orma Transitions Signature VII	Gris
	Airwear	W
	Airwear Transitions VI	Gris
	Airwear Transitions Signature VII	Gris
	Airwear Polarizado	Gris

Descripción:

Diseño a la medida para cada tipo de usuario

SmallFit	Orma	W
	Orma Transitions VI	Gris
	Orma Transitions Signature VII	Gris
	Airwear	W
	Airwear Transitions VI	Gris
	Airwear Transitions Signature VII	Gris

Descripción:

Diseñado para usuarios activos y a la moda



Adaptar	Orma	W
	Orma Transitions VI	Gris
	Airwear	W

Descripción:
El progresivo personalizado con 5 diseños compatibles e individualizados

Espace	Orma	W
	Orma Aclimates II	Gris
	Airwear	W

Descripción
La mejor alternativa para sustituir un bifocal