

Lentes de policarbonato con tratamiento Anti-Reflejante SH,



Son lentes de Policarbonato con un tratamiento Anti-Reflejante Premium SH, que brinda máxima claridad, comodidad y resistencia.

El tono del AR, permite la máxima claridad y con su tecnología SH (Súper-hidrofóbicos) los lentes **PoliZarx AR SH**, brindan:

- Más **claridad**, eliminan los molestos reflejos.
- Más **durabilidad**, son más resistentes a las rayaduras.
- Más **comodidad**, al ser de policarbonato son más livianos.
- Más **estética**, por su IR 1.59, son lentes más delgados.
- Más **limpieza**, se limpian fácilmente al ser Súper-hidrofóbicos.

Tus lentes ahora: Repelen grasa, polvo y agua.

Eliminando:



Los lentes **PoliZarx AR SH**, están fabricados con policarbonato de primera calidad, siendo éste uno de los materiales ópticos más resistentes y ligeros del mercado, (FDA21 CFR801.401) significa que son resistentes al impacto, sin embargo no irrompibles.

Son ideales para:

Niños,
Actividades al aire libre
Armazones de 3 piezas



Absorben el 94% de los dañinos rayos UV.

Son muy cómodos por ser muy ligeros.

Son estéticos por ser más delgados.

La mejor combinación para tus ojos