



**Normas Técnicas ANSI-Z80**  
**Tolerancia en poder refractivo**

<b>Potencia Esfera</b>	<b>Tolerancia</b>
Esf. Inf. a +/- 6.00 D	+/- 0,12 D
Esf. Sup. a +/-8.00 D	+/- 0,25 D
<b>Potencia Cilindro</b>	
Cilindro de 0.00 a 5.75	+/- 0,12 D
Cilindro superior a 6.00	+/- 0,25 D
<b>Tolerancias en ejes</b>	
<b>Potencia Cilindro</b>	<b>Tolerancia</b>
Cilindro -0.25 D	+/- 5
Cilindro -0.50	+/- 5
Cilindro -0.75 D	+/- 5
Cilindro -1.00 a -1.50 D	+/- 3
Cilindro sup. a -1.75	+/- 2 grados
<b>Tolerancia en distancia y altura</b>	
<b>Distancia inter pupilar</b>	<b>Tolerancia</b>
Vertical	1 mm
Altura	2 mm
Horizontal	2 mm