

Proegrisovos:

Dado que la mayor variedad de productos y desarrollo, esta en los lentes progresivos, en Vertex encontrara una opción para sus pacientes

Marca	Diseño	Disponibilidad	Tono
Zartex	TVA easy fit	Index 1.56	W
		Index 1.56 AR 7.5	W
		Index 1.56 Photocromatico	Gris
		Index 1.56 Photocromatico con AR 7.5	Gris

Descripción:

Diseño 100% esférico en la visión lejana sobre la línea de los 180°

Tecnología FREE FROM en las zonas intermedia y cercana lo que nos permite reducir las zonas de aberración de un 30% a un 35%

Corredor ampli de 16mm. Altura de ajuste desde 13 a 25 mm. Protección solar de UV400

El AR 7.5 está aplicado en la cara anterior de la lente brindando una gran oportunidad de comodidad y ventaja en tiempo de entrega de 1 día

TVA Outlook	Policarboanto	W
	Policarbonato Photo Zartex	Gris

Descripción:

Diseño Esférico, su diseño brinda una visión natural con fácil adaptación,

El material de policarbonato permite una amplia selección de armazones, cuenta con protección UV

Altura de montaje 18mm.

TVA Novel	Policarboanto	W
	Policarbonato Photo Zartex	Gris

Descripción:

Diseño Esférico, considera los movimientos de una visión dinámica para todo tipo de actividades.

El material de policarbonato permite una amplia selección de armazones, cuenta con protección UV

Altura de montaje 16mm

TVA Novel	Policarboanto	W
	Policarbonato Photo Zartex	Gris

Descripción:

Diseño Esférico, considera los movimientos de una visión dinámica para todo tipo de actividades.

Para los usuarios que buscan armazones pequeños.

El material de policarbonato permite una amplia selección de armazones, cuenta con protección UV

Altura de montaje 14.5mm

Carl Zeiss

GT2 y	CR39	W
GT2 Short	CR39 PhotoFusion	Gris
	CR39 Polarizado	Gris
	Polycarbonato	W
	Polycarbonato Photofusion	Gris

Descripción:

Las nuevas lentes progresivas GT2 utilizan tecnología ZEISS precisión para entregar la visión satisfactoria y natural para todo lo que haces.

Compact Ultra	CR39	W
	CR39 PhotoFusion	Gris
	Polycarbonato	W
	Polycarbonato Photofusion	Gris

Descripción:

La mejor opción para armazones pequeños

SolaOne	CR39	W
	CR39 PhotoFusion	Gris
	Polycarbonato	W
	Polycarbonato Photofusion	Gris

Descripción:

El primer lente progresivo diseñado para la vida real

SolaMax	CR39	W
	CR39 PhotoFusion	Gris
	CR39 Transitions Signature VII	Gris
	Polycarbonato	W
	Polycarbonato Photofusion	Gris
	Polycarbonato Transitions Signature VII	Gris

Descripción:

Lente progresivo con la zona cercana mas amplia,.

AOcompact	CR39	W
	CR39 PhotoFusion	Gris
	Polycarbonato	W

Descripción:

Primer lente progresivo compacto del mundo.

AOeasy	CR39	W
	CR39 PhotoFusion	Gris



CR39 Transitions Signature VII	Gris
Policarbonato	W
Policarbonato Photofusion	Gris
Policarbonato Transitions Signature VII	Gris

Descripción:
Lente progresiva para una vida fácil, fácil adaptación, fácil uso.

Essilor

Varilux Physio y	Orma	W
Varilux Physio Short	Orma Transitions Signature VII	Gris
	Airwear	W
	Airwear Transitions Signature VII	Gris
	Airwear Polarizado	Gris
	Thin & Lite	W

Descripción:
Descubra los beneficios de la visión en Alta Resolución
Visión en alta resolución ahora también para armazones pequeños

Varilux Comfort y	Orma	W
Varilux Comfort Short	Orma Transitions Signature VII	Gris
	Airwear	W
	Airwear Transitions Signature VII	Gris

Descripción:
Mayores beneficios para el usuario

Varilux Liberty	Orma	W
	Orma Transitions Signature VII	Gris
	Airwear	W
	Airwear Transitions Signature VII	Gris

Descripción:
Para usuarios de progresivos que buscan tener mejores lentes

Ovation	Orma	W
	Orma Transitions Signature VII	Gris
	Airwear	W
	Airwear Transitions Signature VII	Gris
	Airwear Polarizado	Gris

Descripción:
Diseño a la medida para cada tipo de usuario

SmallFit	Orma	W
	Orma Transitions Signature VII	Gris
	Airwear	W
	Airwear Transitions Signature VII	Gris

Descripción:

Diseñado para usuarios activos y a la moda

Adaptar	Orma	W
	Orma Transitions Signature VII	Gris
	Airwear	W

Descripción:

El progresivo personalizado con 5 diseños compatibles e individualizados

Espace	Orma	W
	Orma Aclimates II	Gris
	Airwear	W

Descripción:

La mejor alternativa para sustituir un bifocal