

ENERO 2016.

Productos nuevos:

Thindex 1.70

Material 15% mas ligero que el policarbonato, poe su valor ABBE de 36, su calidad óptica es superior.

Es la opción ideal para graduaciones altas, para todo tipo de armazón, incluso de tres piezas, por ser un material muy resistente.

Siempre con Anti-reflejante.

Índice de refracción: 1.70

Rango de graduaciones:

Esf. De +8.50 a -16.00 Cil. Hasta -7.50

Esfera negativa hasta -20.00

TVA Outlook Policarboanto W
 Policarbonato Gris

Descripción:

Diseño Asférico, su diseño brinda una visión natural con fácil adaptación,

El material de policarbonato permite una amplia selección de armazones, cuenta con protección UV

Altura de monaje 18mm.

TVA Novel Policarboanto W
 Policarbonato Gris

Descripción:

Diseño Asférico, considera los movimientos de una visión dinámica para todo tipo de actividades.

El material de policarbonato permite una amplia selección de armazones, cuenta con protección UV

Altura de monaje 16mm

TVA Novel Policarboanto W
 Policarbonato Gris

Descripción:

Diseño Asférico, considera los movimientos de una visión dinámica para todo tipo de actividades.

Para los usuarios que buscan armazones pequeños.

El material de policarbonato permite una amplia selección de armazones, cuenta con protección UV

Altura de monaje 14.5mm