

Yaggo

COLECCIÓN

PRIMAVERA - VERANO 2017

YAGGO RE01

Yaggo



MODELO	Re01				
DISEÑO	Unisex				
DIMENSIONES	Caja	Puente	Varilla	Efectivo	Vertical
	49	19	140	49	39
MATERIALES		COLORES			#
Frente	TR-90	Lila, Rojo y Azul Mate			A
Varillas	TR-90	Negro y Azul Mate			B
Bisagras	Flex	Demi-Amber, Naranja Mate			C
Puente	Anatómico				
Todo tipo de graduación:					Si
Recomendable para progresivo:					Si

DISEÑO:	Unisex Aro completo
COLORES:	Mate en combinaciones de vanguardia
PUENTE:	Anatómico
ATRATIVOS:	Resistente, ligero y con diseño moderno
DECORADO:	Uniforme
VARILLAS:	Flex muy discreto
AJUSTE:	En frío por ser de TR90

YAGGO RE02

Yaggo



MODELO	RE02				
DISEÑO	Unisex				
DIMENSIONES	Caja	Puente	Varilla	Efectivo	Vertical
	50	17	140	50	42
MATERIALES		COLORES			#
Frente	TR-90	Lila, Rojo y Azul Mate			A
Varillas	TR-90	Negro, Azul Mate			B
Bisagras	Normal	Demi-Amber, Rojo Mate			C
Puente	Anatómico				
Todo tipo de graduación:					Si
Recomendable para progresivo:					Si

DISEÑO:	Unisex aro completo
COLORES:	Mate en combinaciones de vanguardia
PUENTE:	Anatómico
ATRATIVOS:	Resistente, ligero y con diseño moderno
DECORADO:	Uniforme
VARILLAS:	Normal con adorno metálico
AJUSTE:	En frío por ser de TR90

YAGGO RE03

Yaggo



MODELO	RE03				
DISEÑO	Unisex				
DIMENSIONES	Caja	Puente	Varilla	Efectivo	Vertical
	54	16	140	56	35
MATERIALES		COLORES			#
Frente	TR-90	Negro Mate			A
Varillas	TR-90	Negro, Azul Mate			B
Bisagras	Normal	Café, Rojo Mate			C
Puente	Anatómico				
Todo tipo de graduación:					Si
Recomendable para progresivo:					Si

DISEÑO:	Unisex aro completo
COLORES:	Mate en combinaciones de vanguardia
PUENTE:	Anatómico
ATRATIVOS:	Resistente, ligero y con diseño moderno
DECORADO:	Uniforme
VARILLAS:	Normal, con adorno metálico
AJUSTE:	En frío por ser de TR90

YAGGO RE04

Yaggo



MODELO	RE04				
DISEÑO	Dama				
DIMENSIONES	Caja	Puente	Varilla	Efectivo	Vertical
	55	13	140	56	35
MATERIALES		COLORES			#
Frente	TR-90	Demi-Amber naranja Mate			A
Varillas	TR-90	Demi-Amber, Naranja, Negro Mate			B
Bisagras	Flex	Lila, Rojo, Azul Mate			C
Puente	Anatómico				
Todo tipo de graduación:					Si
Recomendable para progresivo:					Si

DISEÑO:	Dama aro completo
COLORES:	Mate en combinaciones de vanguardia
PUENTE:	Anatómico
ATRATIVOS:	Resistente, ligero y con diseño moderno
DECORADO:	Uniforme
VARILLAS:	Flex muy discreto
AJUSTE:	En frío por ser de TR90



MODELO	RE05				
DISEÑO	Unisex				
DIMENSIONES	Caja	Puente	Varilla	Efectivo	Vertical
	51	19	140	51	42
MATERIALES		COLORES			#
Frente	TR-90	Café Mate			A
Varillas	TR-90	Negro			B
Bisagras	Normal	Gris Mate			C
Puente	Anatómico				
Todo tipo de graduación:					Si
Recomendable para progresivo:					Si

DISEÑO:	Unisex aro completo
COLORES:	Mate en combinaciones de vanguardia
PUENTE:	Anatómico
ATRATIVOS:	Resistente, ligero y con diseño moderno
DECORADO:	Uniforme
VARILLAS:	Normal, con color en combinación con el frente
AJUSTE:	En frío por ser de TR90



MODELO	RE06				
DISEÑO	Unisex				
DIMENSIONES	Caja	Puente	Varilla	Efectivo	Vertical
	53	15	140	56	34
MATERIALES		COLORES			#
Frente	TR-90	Negro			A
Varillas	TR-90	Negro-Naranja			B
Bisagras	Normal	Demi-Amber			C
Puente	Anatómico				
Todo tipo de graduación:					Si
Recomendable para progresivo:					Si

DISEÑO:	Unisex aro completo
COLORES:	Colores brillantes, en combinaciones de vanguardia
PUENTE:	Anatómico
ATRATIVOS:	Resistente, ligero y con diseño moderno
DECORADO:	Uniforme
VARILLAS:	Normal, con color en combinación con el frente
AJUSTE:	En frío por ser de TR90

YAGGO RE07

Yaggo



MODELO	RE07				
DISEÑO	Unisex				
DIMENSIONES	Caja	Puente	Varilla	Efectivo	Vertical
	55	17	140	56	34
MATERIALES		COLORES			#
Frente	Monel	Verde			A
Varillas	Monel	Azul-Blanco			B
Bisagras	Flex	Azul-Negro			C
Puente	Silicón				
Todo tipo de graduación:					Si
Recomendable para progresivo:					Si

DISEÑO:	Aro completo
COLORES:	Modernos grabados en combinación
PUENTE:	Plaquetas de silicón
ATRACTIVOS:	Resistente diseño , colorido moderno y urbano
DECORADO:	Uniforme en el grabado
VARILLAS:	Flex
AJUSTE:	Como cualquier armazón metálico



MODELO	RE08				
DISEÑO	Caballero				
DIMENSIONES	Caja	Puente	Varilla	Efectivo	Vertical
	56	15	140	58	37
MATERIALES		COLORES			#
Frente	Monel	Negro Mate			A
Varillas	Monel	Negro Dorado			B
Bisagras	Normal	Azul Dorado			C
Puente	Silicón				
Todo tipo de graduación:					Si
Recomendable para progresivo:					Si

DISEÑO:	Caballero aro completo
COLORES:	Mate en moderna combinación
PUENTE:	Plaquetas de silicón
ATRATIVOS:	Metal muy delgado, con diseño actual
DECORADO:	Uniforme mate
VARILLAS:	Normal, muy delgada
AJUSTE:	Como cualquier armazón metálico



MODELO	RE09				
DISEÑO	Dama				
DIMENSIONES	Caja	Puente	Varilla	Efectivo	Vertical
	51	18	135	53	37
MATERIALES		COLORES			#
Frente	Monel	Negro-Tinto			A
Varillas	Monel	Negro-Blanco Mate			B
Bisagras	Normal	Negro-Azul Mate			C
Puente	Silicón				
Todo tipo de graduación:					Si
Recomendable para progresivo:					Si

DISEÑO:	Dama aro completo
COLORES:	Colores mate elegantes y actales
PUENTE:	Plaquetas de silicón
ATRACTIVOS:	Metal que simula encaje que emana luminosidad
DECORADO:	Uniforme en contraste con el frente
VARILLAS:	Normal
AJUSTE:	Como cualquier armazón metálico

YAGGO RE10

Yaggo



MODELO	RE10				
DISEÑO	Dama				
DIMENSIONES	Caja	Puente	Varilla	Efectivo	Vertical
	53	16	140	53	35
MATERIALES		COLORES			#
Frente	Monel	Negro-Blanco Mate			A
Varillas	Monel	Azul-Blanco			B
Bisagras	Normal	Negro-Verde Mate			C
Puente	Silicón				
Todo tipo de graduación:					Si
Recomendable para progresivo:					Si

DISEÑO:	Dama ranurado
COLORES:	Sólidos, mate en contraste
PUENTE:	Plaquetas de silicón
ATRACTIVOS:	Metal muy delgado con diseño actual
DECORADO:	Liso en contraste de colores
VARILLAS:	Normal muy delgada
AJUSTE:	Como cualquier armazón metálico

YAGGO RE11

Yaggo



MODELO	RE11				
DISEÑO	Dama Ranurado				
DIMENSIONES	Caja	Puente	Varilla	Efectivo	Vertical
	53	17	140	53	37
MATERIALES		COLORES			#
Frente	Monel	Negro Mate			A
Varillas	Monel	Bronce Mate			B
Bisagras	Normal	Lila Mate			C
Puente	Silicón				
Todo tipo de graduación:					Si
Recomendable para progresivo:					Si

DISEÑO:	Dama ranurado
COLORES:	Sólidos mate
PUENTE:	Plaquetas de Silicón
ATRACTIVOS:	Metal muy delgado con diseño actual
DECORADO:	Uniforme
VARILLAS:	Normal muy delgada
AJUSTE:	En frío por ser de TR90

YAGGO RE12

Yaggo



MODELO	RE12				
DISEÑO	Caballero Ranurado				
DIMENSIONES	Caja	Puente	Varilla	Efectivo	Vertical
	52	17	138	54	33
MATERIALES		COLORES			#
Frente	Monel	Negro, Gris Mate			A
Varillas	Monel	Negro Tinto			B
Bisagras	Normal	Negro			C
Puente	Silicón				
Todo tipo de graduación:					Si
Recomendable para progresivo:					Si

DISEÑO:	Caballero Ranurado
COLORES:	Sólidos, mate en contraste
PUENTE:	Plaqueta de silicón
ATRATIVOS:	Frente muy estable y fuerte, lo que brinda mucha estabilidad y resistencia
DECORADO:	Uniforme en contraste con el frente
VARILLAS:	Normal en dos tonos
AJUSTE:	Como cualquier armazón metálico

YAGGO RE13



Yaggo

MODELO	RE13				
DISEÑO	Dama				
DIMENSIONES	Caja	Puente	Varilla	Efectivo	Vertical
	54	16	140	54	36
MATERIALES		COLORES			#
Frente	TR-90	Negro Mate			A
Varillas	TR-90	Demi-Amber Mate			B
Bisagras	Normal	Azul Mate			C
Puente	Anatómico				
Todo tipo de graduación:					Si
Recomendable para progresivo:					Si

DISEÑO:	Dama aro completo
COLORES:	Sólidos, mate
PUENTE:	Anatómico
ATRATIVOS:	Muy ligero y resistente con sobrepuestos magnéticos polarizado
DECORADO:	Uniforme
VARILLAS:	Normal, con terminales con alma metálica para hacer un ajuste
AJUSTE:	En frío por ser de TR90

YAGGO RE14



Yaggo

MODELO	RE14				
DISEÑO	Unisex				
DIMENSIONES	Caja	Puente	Varilla	Efectivo	Vertical
	53	17	140	55	33
MATERIALES		COLORES			#
Frente	TR-90	Negro Mate			A
Varillas	TR-90	Demi-Amber Mate			B
Bisagras	Normal	Azul Mate			C
Puente	Anatómico				
Todo tipo de graduación:					Si
Recomendable para progresivo:					Si

DISEÑO:	Unisex
COLORES:	Sólidos mate
PUENTE:	Anatómico
ATRATIVOS:	Muy ligero y resistente con sobrepuestos magnéticos en tonos polarizado
DECORADO:	Uniforme
VARILLAS:	Normal, con terminales con alma metálica para hacer un ajuste
AJUSTE:	En frío por ser de TR90

YAGGO RE15

Yaggo



MODELO	RE15				
DISEÑO	Unisex				
DIMENSIONES	Caja	Puente	Varilla	Efectivo	Vertical
	53	17	140	55	37
MATERIALES		COLORES			#
Frente	TR-90	Negro Ocre Mate			A
Varillas	TR-90	Demi-Amber Mate			B
Bisagras	Normal	Azul Mate			C
Puente	Anatómico				
Todo tipo de graduación:					Si
Recomendable para progresivo:					Si

DISEÑO:	Unisex aro completo
COLORES:	Sólidos mate
PUENTE:	Anatómico
ATRATIVOS:	Muy ligero y resistente con sobrepuestos magnéticos polarizado
DECORADO:	Uniforme
VARILLAS:	Normal, con terminales con alma metálica para hacer un ajuste
AJUSTE:	En frío por ser de TR90



MODELO	YC01				
DISEÑO	Unisex				
DIMENSIONES	Caja	Puente	Varilla	Efectivo	Vertical
	52	16	141	50	29
MATERIALES		COLORES			#
Frente	TR90	Negro-Negro			A
Varillas	TR90	Negro-Gris			B
Bisagras	Normal	Negro-Celeste			C
Puente	Anatómico				
Todo tipo de graduación:					Si
Recomendable para progresivo:					Si

DISEÑO:	Unisex aro completo
COLORES:	Sólidos, mate en contraste
PUENTE:	Anatómico
ATRATIVOS:	Muy ligero y resistente con sobrepuestos magnéticos en tonos espejados polarizados
DECORADO:	Uniforme en contraste con el frente
VARILLAS:	Normal, con terminales con alma metálica para hacer un ajuste
AJUSTE:	En frío por ser de TR90

YAGGO YC02

Yaggo



MODELO	YC02				
DISEÑO	Unisex				
DIMENSIONES	Caja	Puente	Varilla	Efectivo	Vertical
	52	18	141	49	30
MATERIALES		COLORES			#
Frente	TR90	Negro-Negro			A
Varillas	TR90	Negro-Celeste			B
Bisagras	Normal	Negro-Gris			C
Puente	Anatómico				
Todo tipo de graduación:					Si
Recomendable para progresivo:					Si

DISEÑO:	Unisex aro completo
COLORES:	Sólidos, mate en contraste
PUENTE:	Anatómico
ATRATIVOS:	Muy ligero y resistente con sobrepuestos magnéticos en tonos espejados polarizados
DECORADO:	Uniforme en contraste con el frente
VARILLAS:	Normal, con terminales con alma metálica para hacer un ajuste
AJUSTE:	En frío por ser de TR90

YAGGO YC03

Yaggo



MODELO	YC03				
DISEÑO	Unisex				
DIMENSIONES	Caja	Puente	Varilla	Efectivo	Vertical
	52	17	141	50	35
MATERIALES		COLORES			#
Frente	TR90	Negro-Gris			A
Varillas	TR90	Negro-Ocre			B
Bisagras	Normal	Negro-Negro			C
Puente	Anatómico				
Todo tipo de graduación:					Si
Recomendable para progresivo:					Si

DISEÑO:	Unisex aro completo
COLORES:	Sólidos, mate en contraste
PUENTE:	Anatómico
ATRACTIVOS:	Muy ligero y resistente con sobrepuestos magnéticos en tonos espejados polarizados
DECORADO:	Uniforme en contraste con el frente
VARILLAS:	Normal, con terminales con alma metálica para hacer un ajuste
AJUSTE:	En frío por ser de TR90

YAGGO YC04

Yaggo



MODELO	YC04				
DISEÑO	Unisex				
DIMENSIONES	Caja	Puente	Varilla	Efectivo	Vertical
	50	19	141	50	40
MATERIALES		COLORES			#
Frente	TR90	Negro-Negro			A
Varillas	TR90	Negro-Ocre			B
Bisagras	Normal	Negro-Blanco			C
Puente	Anatómico				
Todo tipo de graduación:					Si
Recomendable para progresivo:					Si

DISEÑO:	Unisex aro completo
COLORES:	Sólidos, mate en contraste
PUENTE:	Anatómico
ATRATIVOS:	Muy ligero y resistente con sobrepuestos magnéticos en tonos espejados polarizados
DECORADO:	Uniforme en contraste con el frente
VARILLAS:	Normal, con terminales con alma metálica para hacer un ajuste
AJUSTE:	En frío por ser de TR90