

# Lubino

## Lubino Kid's

COLECCIÓN  
PRIMAVERA - VERANO 2018

## LUBINO MOD. D615

# LUBINO



<b>MODELO</b>	D615				
<b>DISEÑO</b>	Dama				
<b>DIMENSIONES</b>	Caja	Puente	Varilla	Efectivo	Vertical
	53	18	139		
<b>MATERIALES</b>		<b>COLORES</b>			<b>#</b>
Frente	TR90	Azul			A
Varillas	TR90	Demi-Ambar			B
Bisagras	Normal	Negro			C
Puente	Anatómico				
Todo tipo de graduación:					Si
Recomendable para progresivo:					Si

<b>DISEÑO:</b>	Dama Clásico
<b>COLORES:</b>	Brillantes
<b>PUENTE:</b>	Anatómico
<b>ATRACTIVOS:</b>	Forma clásica, adorno metálico en la varilla
<b>DECORADO:</b>	Bisagra metálica con decorado similar al frente
<b>VARILLAS:</b>	Mismo material que el frente
<b>AJUSTE:</b>	



<b>MODELO</b>	D616				
<b>DISEÑO</b>	Dama				
<b>DIMENSIONES</b>	Caja	Puente	Varilla	Efectivo	Vertical
	53	16	139		
<b>MATERIALES</b>		<b>COLORES</b>			<b>#</b>
Frente	TR90	Demi-Ambar			A
Varillas	TR90	Vino			B
Bisagras	Normal	demi-purple			C
Puente	Anatómico				
Todo tipo de graduación:					Si
Recomendable para progresivo:					Si

<b>DISEÑO:</b>	Dama clásico
<b>COLORES:</b>	Brillantes
<b>PUENTE:</b>	Anatómico
<b>ATRACTIVOS:</b>	Forma clásica, adorno metálico en la varilla
<b>DECORADO:</b>	Bisagra metálica con decorado similar al frente
<b>VARILLAS:</b>	Mismo material que el frente
<b>AJUSTE:</b>	

LUBINO MOD. D617

# LUBINO



<b>MODELO</b>	D617				
<b>DISEÑO</b>	Dama				
<b>DIMENSIONES</b>	Caja	Puente	Varilla	Efectivo	Vertical
	54	17	142		
<b>MATERIALES</b>		<b>COLORES</b>			<b>#</b>
Frente	TR90	Negro			A
Varillas	TR90	Demi-Grey			B
Bisagras	Normal	Lila			C
Puente	Anatómico				
Todo tipo de graduación:					Si
Recomendable para progresivo:					Si

<b>DISEÑO:</b>	Dama Clásico
<b>COLORES:</b>	Brillantes
<b>PUENTE:</b>	Anatómico
<b>ATRACTIVOS:</b>	Forma clásica, adorno metálico en la varilla
<b>DECORADO:</b>	Bisagra metálica con decorado similar al frente
<b>VARILLAS:</b>	Mismo material que el frente
<b>AJUSTE:</b>	



<b>MODELO</b>	D618				
<b>DISEÑO</b>	Dama				
<b>DIMENSIONES</b>	Caja	Puente	Varilla	Efectivo	Vertical
	53	16	140		
<b>MATERIALES</b>		<b>COLORES</b>			<b>#</b>
Frente	TR90	Negro Rojo			A
Varillas	TR90	Lila			B
Bisagras	Normal				
Puente	Anatómico				
Todo tipo de graduación:					Si
Recomendable para progresivo:					Si

<b>DISEÑO:</b>	Dama clasico
<b>COLORES:</b>	Brillantes
<b>PUENTE:</b>	Anatómico
<b>ATRATIVOS:</b>	Forma clásica, adorno metálico en la varilla
<b>DECORADO:</b>	Bisagra metálica con decorado similar al frente
<b>VARILLAS:</b>	Mismo material que el frente
<b>AJUSTE:</b>	

## LUBINO MOD. D619

# LUBINO



<b>MODELO</b>	D619				
<b>DISEÑO</b>	Dama				
<b>DIMENSIONES</b>	Caja	Puente	Varilla	Efectivo	Vertical
	54	16	137		
<b>MATERIALES</b>		<b>COLORES</b>			<b>#</b>
Frente	TR90	Lila			A
Varillas	TR90	Vino			B
Bisagras	Normal	Negro			C
Puente	Anatómico				
Todo tipo de graduación:					Si
Recomendable para progresivo:					Si

<b>DISEÑO:</b>	Dama clásico
<b>COLORES:</b>	Brillantes
<b>PUENTE:</b>	Anatómico
<b>ATRATIVOS:</b>	Forma clásica, adorno metálico en la varilla
<b>DECORADO:</b>	Bisagra metálica con decorado similar al frente
<b>VARILLAS:</b>	Mismo material que el frente
<b>AJUSTE:</b>	



<b>MODELO</b>	D622				
<b>DISEÑO</b>	Dama				
<b>DIMENSIONES</b>	Caja	Puente	Varilla	Efectivo	Vertical
	53	16	140		
<b>MATERIALES</b>		<b>COLORES</b>			<b>#</b>
Frente	TR90	Negro			A
Varillas	TR90	Café			B
Bisagras		Vino			C
Puente					
Todo tipo de graduación:					Si
Recomendable para progresivo:					Si

<b>DISEÑO:</b>	Dama aro completo
<b>COLORES:</b>	Solidos en dos tonos
<b>PUENTE:</b>	Anatómico
<b>ATRATIVOS:</b>	Diseño juvenil en colores clásicos
<b>DECORADO:</b>	Uniforme
<b>VARILLAS:</b>	Normal
<b>AJUSTE:</b>	En frío por ser TR90

Lubino Kid's





<b>MODELO</b>	LK20				
<b>DISEÑO</b>	Infantil niño / niña				
<b>DIMENSIONES</b>	Caja	Puente	Varilla	Efectivo	Vertical
	44	14	126		
<b>MATERIALES</b>	<b>COLORES</b>				<b>#</b>
Frente	TR90	Negro-Rojo		A	
Varillas	TR90	Azul-Blanco		B	
Bisagras	Flex	Lila-Blanco		C	
Puente	Anatómico	Naranja-Gris		D	
Todo tipo de graduación:		Si			
Recomendable para progresivo:		No			

<b>DISEÑO:</b>	Infantil aro completo
<b>COLORES:</b>	Combinación de tonalidades atractivas para niños
<b>PUENTE:</b>	Anatómico de caucho con plaqueta de silicón
<b>ATRATIVOS:</b>	La parte posterior del armazón es de caucho, de una sola pieza, más cómodo y seguro
<b>DECORADO:</b>	En la varilla combinación de colores
<b>VARILLAS:</b>	La terminal tiene alma metálica para hacer ajuste



<b>MODELO</b>	LK21				
<b>DISEÑO</b>	Infantil Niño / Niña				
<b>DIMENSIONES</b>	Caja	Puente	Varilla	Efectivo	Vertical
	48	16	127		
<b>MATERIALES</b>	<b>COLORES</b>				<b>#</b>
Frente	TR90	Negro-Azul		A	
Varillas	TR90	Rosa-Blanco		B	
Bisagras	Flex	Negro-Naranja		C	
Puente	Anatómico	Negro-Rojo		D	
Todo tipo de graduación:		Si			
Recomendable para progresivo:		No			

<b>DISEÑO:</b>	Infantil aro completo
<b>COLORES:</b>	Combinación de tonalidades atractivas para niños
<b>PUENTE:</b>	Anatómico con plaquetas de silicón
<b>ATRATIVOS:</b>	La parte posterior del armazón es de caucho, de una sola pieza, más cómodo y seguro
<b>DECORADO:</b>	En la varilla en combinació de colores
<b>VARILLAS:</b>	La terminal tiene alma metálica para hacer ajuste



<b>MODELO</b>	LK22				
<b>DISEÑO</b>	Infantil Niño / Niña				
<b>DIMENSIONES</b>	Caja	Puente	Varilla	Efectivo	Vertical
	45	16	126		
<b>MATERIALES</b>	<b>COLORES</b>				<b>#</b>
Frente	TR90	Negro-Verde			A
Varillas	TR90	Negro-Rojo			B
Bisagras	Flex	Rosa-Blanco			C
Puente	Anatómico	Azul-Gris			D
Todo tipo de graduación:		Si			
Recomendable para progresivo:		No			

<b>DISEÑO:</b>	Infantil aro completo
<b>COLORES:</b>	Combinación de tonalidades atractivas para niños
<b>PUENTE:</b>	Anatómico con plaquetas de silicón
<b>ATRATIVOS:</b>	La parte posterior del armazón es de caucho, de una sola pieza, más cómodo y seguro
<b>DECORADO:</b>	En la varilla en combinación de colores
<b>VARILLAS:</b>	La terminal tiene alma metálica para hacer ajuste



<b>MODELO</b>	LK23				
<b>DISEÑO</b>	Infantil Niño / Niña				
<b>DIMENSIONES</b>	Caja	Puente	Varilla	Efectivo	Vertical
	48	15	127		
<b>MATERIALES</b>	<b>COLORES</b>				<b>#</b>
Frente	TR90	Negro-Naranja			A
Varillas	TR90	Negro-Rojo			B
Bisagras	Flex	Rosa-Blanco			C
Puente	Anatómico	Negro-Azul			D
Todo tipo de graduación:		Si			
Recomendable para progresivo:		No			

<b>DISEÑO:</b>	Infantil aro completo
<b>COLORES:</b>	Combinación de tonalidades atractivas para niños
<b>PUENTE:</b>	Anatómico con plaquetas de silicón
<b>ATRATIVOS:</b>	Muy ligero y resistente, la parte posterior del armazón es de caucho, de una sola pieza.
<b>DECORADO:</b>	En la varilla en combinación de colores
<b>VARILLAS:</b>	Flex, la terminal tiene alma metálica para hacer ajuste



<b>MODELO</b>	LK24				
<b>DISEÑO</b>	Infantil Niño / Niña				
<b>DIMENSIONES</b>	Caja	Puente	Varilla	Efectivo	Vertical
	50	15	139		
<b>MATERIALES</b>	<b>COLORES</b>			<b>#</b>	
Frente	TR90	Negro-Rojo		A	
Varillas	TR90	Azul-Naranja		B	
Bisagras	Flex	Rosa-Blanco		C	
Puente	Anatómico	Negro-Azul		D	
Todo tipo de graduación:	Si				
Recomendable para progresivo:	No				

<b>DISEÑO:</b>	Infantil aro completo
<b>COLORES:</b>	Combinación de tonalidades atractivas para niños
<b>PUENTE:</b>	Anatómico con plaquetas de silicón
<b>ATRACTIVOS:</b>	Muy ligero y resistente, la parte posterior es de caucho de una sola pieza, más cómodo y seguro
<b>DECORADO:</b>	En la varilla en combinación de colores
<b>VARILLAS:</b>	Flex, la terminal tiene alma metálica para hacer ajuste



<b>MODELO</b>	LK25				
<b>DISEÑO</b>	Infantil Niño / Niña				
<b>DIMENSIONES</b>	Caja	Puente	Varilla	Efectivo	Vertical
	49	15	139		
<b>MATERIALES</b>	<b>COLORES</b>			<b>#</b>	
Frente	TR90	Lila-Azul		A	
Varillas	TR90	Rosa-Blanco		B	
Bisagras	Normal	Azul-Naranja		C	
Puente	Anatómico	Azul-Azul claro		D	
Todo tipo de graduación:	Si				
Recomendable para progresivo:	No				

<b>DISEÑO:</b>	Infantil aro completo
<b>COLORES:</b>	Combinación de tonalidades atractivas para niños
<b>PUENTE:</b>	Anatómico
<b>ATRACTIVOS:</b>	Muy ligero y resistente, la parte posterior es de caucho de una sola pieza, más cómodo y seguro
<b>DECORADO:</b>	Combinación de colores en las varillas
<b>VARILLAS:</b>	Normal, la terminal tiene alma metálica que permite hacer un ajuste



<b>MODELO</b>	LK26				
<b>DISEÑO</b>	Infantil Niño / Niña				
<b>DIMENSIONES</b>	Caja	Puente	Varilla	Efectivo	Vertical
	49	15	139		
<b>MATERIALES</b>	<b>COLORES</b>				<b>#</b>
Frente	TR90	Negro-Azul			A
Varillas	TR90	Lila-Azul			B
Bisagras	Normal	Azul-Azul Claro			C
Puente	Anatómico	Negro-Rojo			D
Todo tipo de graduación:		Si			
Recomendable para progresivo:		No			

<b>DISEÑO:</b>	Infantil aro completo
<b>COLORES:</b>	Combinación de tonalidades atractivas para niños
<b>PUENTE:</b>	Anatómico, con plaquetas de silicón
<b>ATRACTIVOS:</b>	Muy ligero y resistente la parte posterior es de caucho de una sola pieza, más cómodo y seguro
<b>DECORADO:</b>	Combinación de colores
<b>VARILLAS:</b>	La terminal tiene alma metálica la terminal tiene alma metálica que permite hacer un ajuste



<b>MODELO</b>	LK27				
<b>DISEÑO</b>	Infantil Niño / Niña				
<b>DIMENSIONES</b>	Caja	Puente	Varilla	Efectivo	Vertical
	50	15	139		
<b>MATERIALES</b>	<b>COLORES</b>				<b>#</b>
Frente	TR90	Negro-Gris		A	
Varillas	TR90	Negro-Azul		B	
Bisagras	Normal	Rosa-Amarillo		C	
Puente	Anatómico	Negro-Rojo		D	
Todo tipo de graduación:		Si			
Recomendable para progresivo:		No			

<b>DISEÑO:</b>	Infantil aro completo
<b>COLORES:</b>	Combinación de tonalidad atractivos para los niños
<b>PUENTE:</b>	Anatómico
<b>ATRATIVOS:</b>	Muy ligero y resistente la parte posterior del armazón es de caucho, de una sola pieza.
<b>DECORADO:</b>	Combinación de colores en la varilla
<b>VARILLAS:</b>	Normal, la terminal tiene alma metálica que permite hacer un ajuste, cuenta con un par de ajustadores





<b>MODELO</b>	LK28				
<b>DISEÑO</b>	Infantil Niño / Niña				
<b>DIMENSIONES</b>	Caja	Puente	Varilla	Efectivo	Vertical
	50	15	139		
<b>MATERIALES</b>	<b>COLORES</b>				<b>#</b>
Frente	TR90	Negro - Rojo			A
Varillas	TR90	Azul - Azul Claro			B
Bisagras	Normal	Negro -Gris			C
Puente	Anatómico	Negro			D
Todo tipo de graduación:		Si			
Recomendable para progresivo:		No			

<b>DISEÑO:</b>	Infantil aro completo
<b>COLORES:</b>	Combinación de tonalidades atractivas para niños
<b>PUENTE:</b>	Anatómico de caucho
<b>ATRACTIVOS:</b>	Muy ligero y resistente la parte posterior del armazón es de caucho, de una sola pieza.
<b>DECORADO:</b>	Combinación de colores en la varilla
<b>VARILLAS:</b>	La terminal tiene alma metálica
<b>AJUSTE:</b>	En frío por ser de TR90

## LUBINO KID'S LK29



<b>MODELO</b>	LK29				
<b>DISEÑO</b>	Infantil Niño / Niña				
<b>DIMENSIONES</b>	Caja	Puente	Varilla	Efectivo	Vertical
	47	16	139		
<b>MATERIALES</b>	<b>COLORES</b>			<b>#</b>	
Frente	TR90	Negro - Rojo			A
Varillas	TR90	Negro - Naranja			B
Bisagras	Normal	Negro - Gris			C
Puente	Anatómico	Azul-Gris			D
Todo tipo de graduación:		Sí			
Recomendable para progresivo:		No			

<b>DISEÑO:</b>	Infantil aro completo
<b>COLORES:</b>	Combinación de tonalidades atractivas para niños
<b>PUENTE:</b>	Anatómico
<b>ATRATIVOS:</b>	Muy ligero y resistente, la parte posterior es de caucho de una sola pieza, más cómodo y seguro
<b>DECORADO:</b>	Combinación de colores en la varilla
<b>VARILLAS:</b>	La terminal tiene alma metálica
<b>AJUSTE:</b>	En frío por ser de TR90

## LUBINO KID'S LK30



<b>MODELO</b>	LK30				
<b>DISEÑO</b>	Infantil Niño / Niña				
<b>DIMENSIONES</b>	Caja	Puente	Varilla	Efectivo	Vertical
	46	17	138		
<b>MATERIALES</b>	<b>COLORES</b>			<b>#</b>	
Frente	TR90	Negro - Rojo			A
Varillas	TR90	Negro - Menta			B
Bisagras	Normal	Rosa - Rosa			C
Puente	Anatómico	Azul - Azul Claro			D
Todo tipo de graduación:		Sí			
Recomendable para progresivo:		No			

<b>DISEÑO:</b>	Infantil aro completo
<b>COLORES:</b>	Combinación de tonalidades atractivas para niños
<b>PUENTE:</b>	Anatómico
<b>ATRATIVOS:</b>	Muy ligero y resistente, la parte posterior es de caucho de una sola pieza, más cómodo y seguro
<b>DECORADO:</b>	Combinación de colores en la varilla
<b>VARILLAS:</b>	La terminal tiene alma metálica
<b>AJUSTE:</b>	En frío por ser de TR90