



Lentes Progresivas

# UNIV 2G

●●● ALTA PERFORMANCE




# UNIV 2G

Balanced process permite un justo equilibrio entre las áreas de enfoque. Provee campos de visión cercana que se ajustan a cualquier tipo de actividad por desarrollar.

VBOX mínimo 24 mm

Altura de montaje 16 a 20mm



Recomendadas para quienes ya son usuarios de progresivos y buscan llevar su experiencia visual a un nivel superior.



# UNIV<sup>2G</sup> SHORT


Progresivo de diseño balanceado  
apto para armazones pequeños

VBOX mínimo 20 mm

Altura de montaje 12 - 14 mm




Mapeo de Poder



R

Mapeo de Cilindro



R