



CooperVision

Producto	Curva Base	Diam.	Material	Contenido de agua	Dkt	Espesor Central	Rango de Graduaciones
Biofinity	8.60	14.00	Confilcon A	48%	160	0.08mm	Esf. +6.00 a -6.00 pasos 0.25D Esf. +6.00 a +8.00 pasos 0.50D Esf. -6.50 a -12.00 pasos 0.50D Esf. +8.50 a +15.00 pasos 0.50D Esf. -12.00 a -20.00 pasos 0.50D
Biofinity XR							
Biofinity Toric	8.70	14.50	Confilcon A	48%	116	0.11mm	Esf. +6.00 a -6.00 pasos 0.25D Esf. +6.50 a +8.00 pasos 0.50D Esf. -6.50 a -12.00 pasos 0.50D Cil. -0.75, -1.25, -1.75, -2.25 Ejes 10° a 180° pasos de 10°
Biofinity XR Toric							Esf. +6.00 a -6.00 pasos 0.25D Esf. +6.50 a +10.00 pasos 0.50D Cil. -0.75, -1.25, -1.75, -2.25 Ejes 5° a 180° pasos de 5°
							Esf. +6.00 a -6.00 pasos 0.25D Esf. +6.50 a +10.00 pasos 0.50D Esf. -6.50 a -10.00 pasos 0.50D Cil. -2.75, -3.25, -3.75, -4.25, -4.75, -5.25, -5.75 Ejes 5° a 180° pasos de 5°
Biofinity Multi Focal	8.60	14.00	Confilcon A	48%	142	0.10mm	Esf. +6.00 a -6.00 pasos 0.25D Esf. -6.50 a -10.00 pasos 0.50D Add. +1.00, +1.50, +2.00, +2.50
Clariri 1 Day esférico caja c/ 30 lentes	8.60	14.10	Somofilcon A	56%	86	0.07mm	Esf. +6.00 a -6.00 pasos 0.25D Esf. +6.50 a +10.00 pasos 0.50D Esf. -6.50 a -10.00 pasos 0.50D
Clariri 1 Day tórico caja c/ 30 lentes						0.10mm	Esf. 0.00 a -6.00 pasos 0.25D Esf. -6.50 a -9.00 pasos 0.50D Cil. -0.75, -1.25, -1.75 Ejes 10°, 20°, 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 120°, 160°, 170°, 180°
							Esf. +0.25 a +4.00 pasos 0.25D Cil. -0.75, -1.25, -1.75 Ejes 20°, 70°, 90°, 110°, 160°, 180°
							Esf. 0.00 a -6.00 pasos 0.25D Esf. -6.50 a -9.00 pasos 0.50D Cil. -2.25 Ejes 10°, 20°, 90°, 160°, 170°, 180°
Clariri 1 Day Multifocal caja c/ 30 lentes	0.07mm	Esf. +5.00 a -6.00 pasos 0.25D Add. Hasta +2.25; High +2.50					
Liberti	8.40	14.20	Fanfilcon A	55%	110	0.08mm	
Liberti Toric	8.50	14.50			90	0.10mm	Esf. +6.00 a -6.00 pasos 0.25D Esf. +6.50 a +8.00 pasos 0.50D Esf. -6.50 a -10.00 pasos 0.50D Cil. -0.75, -1.25, -1.75, -2.25 Ejes 10° a 180° pasos de 10°



CooperVision

<i>Producto</i>	<i>Curva Base</i>	<i>Diam.</i>	<i>Material</i>	<i>Contenido de agua</i>	<i>Dk/t</i>	<i>Espesor Central</i>	<i>Rango de Graduaciones</i>
Biomedics 55	8.60 (-) 8.80 (+)	14.20	Ocufileon D	55%	28.1	0.07mm	Esf. +0.25 a +6.00 pasos 0.25D Esf. -0.25 a -6.00 pasos 0.25D Esf. -6.50 a -10.00 pasos 0.50D
Biomedics Toric	8.70	14.50			17.8	0.11mm	Esf. +6.00 a +6.00 pasos 0.25D Esf. +5.50 a +6.00 pasos 0.50D Esf. -6.50 a -9.00 pasos 0.50D Cil. -0.75, -1.25, -1.75, -2.25 Ejes 10° a 180° pasos de 10°
Biomedics Now	8.60	14.20			26	0.07mm	Esf. -0.25 a -6.00 pasos 0.25D Esf. -6.50 a -10.00 pasos 0.50D

Liberti™



Genere lealtad con sus pacientes adaptándolos con la única familia de **hidrogel de silicona** dirigida **exclusivamente** a profesionales de la salud visual con una práctica **independiente**

Los especialistas opinan de Liberti™:

“Liberti™ nos ofrece a los especialistas una herramienta para retener a nuestros pacientes”

“Es una excelente oportunidad de hacer sentir únicos a mis pacientes por ser un producto que no se verá en cualquier aparador”

“Mis pacientes están felices con sus nuevos Liberti™, desde el primer momento de su uso refieren una visión nítida y comodidad elevada.”

Sólo Biofinity®

Sólo Biofinity® ofrece; el más amplio rango de parámetros con el balance necesario entre flexibilidad, humectación y transmisión de oxígeno en un diseño innovador, permitiendo que este lente resuelva todas tus necesidades y las de tus pacientes.




Los especialistas opinan de Biofinity®:

"Ahora mis pacientes se sienten más cómodos usando sus lentes de contacto"

"Anteriormente no había en México un lente de contacto que me permitiera adaptar a todos mis pacientes"



clariti® 1 day



La **primera y única familia** completa de lentes de **hidrogel de silicona** de **reemplazo diario**, disponible en México

Ofrece a tus pacientes la línea completa de lentes de contacto clariti® 1 day para brindarles una experiencia de uso más saludable.

Esféricos

Comodidad, visión nítida y las ventajas de salud ocular que ofrece el hidrogel de silicona al alcance de la mayoría de tus pacientes.

Tóricos


El lente de contacto tórico de reemplazo diario de hidrogel de silicona con el más amplio rango de parámetros en México.

Multifocales

El único lente de contacto de reemplazo diario de hidrogel de silicona para tus pacientes con presbicia en México.



Biomedics® Now™



Lentes de
contacto
al alcance
de **todos**

- La mejor opción para pacientes sensibles al costo, conscientes del valor y que buscan probar un lente de contacto
- Olvida la adaptación de lentes convencionales y brinda a tus pacientes una experiencia de uso más limpia y saludable

	Material	Clasificación FDA	Dk/t	% H2O	Filtro UV
Biomedics® NOW™	ocufilcon D	4	26	55	70% UVA 96% UVB
Soflens 59® *	hilafilcon B	2	16	59	Sin Filtro UV

- Protección a la radiación UV
 - El filtro UV que incorpora Biomedics® NOW™ ayuda proteger a su paciente contra los dañinos rayos UV, resultando sumamente conveniente en pacientes que realizan actividades al aire libre; bloqueando el 96% de la radiación UVB y 70% UVA

Hidrogel convencional con parámetros
desde **-0.25D** hasta **-10.00D**

